

# GREEN PRESS 8

**Presso terapia computerizzata a 8 settori sequenziali comprensiva di gambali**



 **TecnoLaser**

TECNOLASER Srl Via Venezia 173 - 43122 Parma - ITALY

Tel. +39 0521 271102 Fax +39 0521 272846

e-mail: [tecnolsr@tin.it](mailto:tecnolsr@tin.it)



*E' la più aggiornata e sofisticata apparecchiatura nata da una lunga ricerca nel trattamento delle presso terapia.*

*Applicando tutte le più avanzate tecniche, sia elettroniche che pneumatiche e offrendo materiali e possibilità di servizio, al livello massimo oggi concepibile, abbiamo progettato e realizzato un sistema elettronico computerizzato con grandi possibilità di programmazione, offrendo all'operatore la opportunità della personalizzazione di ogni trattamento, in base all'esigenza del singolo paziente. Il sottosistema pneumatico è comandato da un microprocessore, permettendo così, un'immediata e costante distribuzione della pressione. L'apparecchio consente la selezione:*

- 7 memorie disponibili per programmi personalizzati;*
- 1 programma di base;*
- 7 programmi, pre-memorizzati, rispettando i parametri classici della presso terapia.*

*Le pressioni sono regolabili, il valore è espresso in bar, è rilevato dall'apposito strumento di controllo pressione.*

*I gambali, in materiale ad alta resistenza, sono costruiti secondo le più recenti tecniche dettate dalla filosofia, e le camere di compressione si sovrappongono producendo uno scorrimento regolare e progressivo di tutto il sistema circolatorio, eliminando quindi gli interspazi, estremamente dannosi, che creano dei reflussi circolatori producendo nocivi ristagni.*

*Un comodissimo innesto rapido consente di separare i gambali dall'apparecchio e di applicare altri accessori quali: bracciali, stivaletti, ecc*

<b>DATI TECNICI</b>		<b>TECHNICAL DATA</b>
COMPRESSORE	230V 50Hz 75W	COMPRESSOR
PRESSIONE AL GENERATORE	2 BAR	PRESSURE TO THE GENERATOR
LITRI AL MINUTO	23	LITRES PER MINUTE
LIMITATORE DI PRESSIONE CON MANOMETRO DI CONTROLLO	PRESSURE LIMITER WITH CONTROL PRESSURE GAUGE	
<b>ELETTRONICA</b>		<b>ELECTRONIC</b>
POTENZA ASSORBITA	25W	ABSORBED POWER
ALIMENTAZIONE A BASSA TENSIONE COME RICHIESTO DALLE NORMATIVE DI SICUREZZA	LOW VOLTAGE SUPPLY COMPLY TO SAFETY STANDARDS	
GAMBALI SETTORI	8	SECTORS BOOTS
<b>DIMENSIONI</b>		<b>DIMENSIONS</b>
PROFONDITA'	40 cm	DEPTH
ALTEZZA	49 cm	HEIGHT
LARGHEZZA	21 cm	WIDTH

*Is the most advanced equipment developed by lengthy research about the presso-therapy. It was studied and manufactured with all the electronic and pneumatic techniques. It is an electronic computerized system with wide possibility of programming; it allows the operator to personalize the treatment according to the necessity of each patient.*

*The pneumatic system is controlled by a microprocessor, allowing an immediate and steady pressure distribution. The equipment allows:*

*7 available memories for personalized programs;*

*1 basic program;*

*7 prefixed programs, in accordance with the usual parameters of the pressure therapy*

*The pressure is adjustable, the value is indicated in bar; it is shown by the suitable instrument.*

*The leggings are manufactured with speciality strong material, and in accordance with the latest physical techniques. The overlapped compression chambers produce a regular and progressive flow in the entire circulation system, avoiding any dangerous gaps which could cause a circulatory backflows and harmful stagnation.*

*A fast connection device allows to take away the leggings from the equipment and to apply the accessories, as the arm bands, and so on...*