

HYDROGAMMA HCT

*idroterapia del colon
trattamento
energo-rivitalizzante
e disintossicante*

Una dieta poco equilibrata, spesso associata allo stress ed alla mancanza di esercizio fisico, rappresenta una delle più frequenti cause dei disturbi dell'apparato digerente.

Alcuni alimenti responsabili della cattiva digestione/assimilazione diventano "rifiuti tossici intestinali" che nel tempo fermentano e rilasciano tossine riassorbibili dall'organismo e rappresentano l'origine di alcune fra le più frequenti patologie che affliggono l'uomo (infezioni, poliartrrosi, reumatismi, psoriasi, ipertensione...)

HIDROGAMMA HCT è un'idroterapia del colon che consiste nell'introduzione di acqua filtrata, a temperatura corporea, per via rettale; si ottiene così un'assoluta, benefica e totale pulizia, indolore e inodore. L'approccio a tale terapia è assolutamente incruento, sia dal punto di vista fisico che psicologico.

INDICAZIONI

Preparazione pre-operatoria

Preparazione pre-indagine diagnostica

Disturbi dell'assorbimento intestinale (tendenza al sovrappeso o al dimagrimento, legati alle caratteristiche della flora batterica intestinale e alla velocità di transito)

Stipsi e alterazioni dell'alvo in generale

Malattie della pelle: acne, micosi, psoriasi

Cicatrici in via di guarigione

Asma, bronchiti e faringiti recidivanti

Diminuzione delle difese immunitarie

Stati infiammatori

Tossiemia intestinale

Emicranie

Diarrea

Disbiosi

Emorroidi (I° e II°)

*terapia antica
tecnologia moderna*



HYDROGAMMA HCT

idroterapia del colon



ACCESSORI STANDARD

Attacchi rapidi per alimentazione idrica

Alimentatore 12V

Ricambi per sistemi di filtraggio

Manuale d'uso

10 set contenenti "speculum" e tubo raccordo,
in confezione sterile monouso

A richiesta: kit per biorisonanza

kit per cromoterapia

kit addizionale minerale

GENERALITA'

Pannello ergonomico

Blocco compatto di facile installazione

Contalitri

Timer

Controllo della pressione di irrigazione

Controllo automatico della temperatura

Filtro antibatterico

Valvola di miscelazione per ossigeno e ozono

Controllo visivo del flusso, con illuminazione

CARATTERISTICHE TECNICHE

Alimentazione elettrica: 12V

Pressione di ingresso dell'acqua: di rete

Riduzione automatica di pressione

Pressione di uscita dell'acqua: non superiore alla pressione sanguigna

Temperatura dell'acqua in uscita: selezionabile da 32° a 39°

Classificazione: CLASSE I TIPO B (EN 60601 - I)



Distribuito da

TecnoLaser

Via Venezia 173 • 43122 PARMA - ITALY
Tel. +39 0521.271102 • Fax +39 0521.272846
www.tecnolaser.net • e-mail: tecnolsr@tin.it