

TecnoLaser

Manufacturer since 1979

From intense pulsed light technology the friend light
of Smart Light for progressive permanent hair removal,
photorejuvenation and aesthetic vascular treatments.

More efficient

Much faster

And now also portable

Dalla tecnologia della luce super pulsata la luce amica
di Smart Light per epilazione progressiva permanente,
fotoringiovanimento e trattamento vascolare estetico.

Più efficace

Più veloce

Adesso anche portatile



SMART LIGHT

From intense pulsed light technology the friend light of Smart Light

SMART LIGHT

From intense pulsed light technology the friend light of Smart Light for progressive permanent hair removal, photorejuvenation and aesthetic vascular treatments. Intense pulsed light source.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Standard head spectrum	590 - 1200 nm (hair removal)
Optional head spectrum	on request from 450 to 1200 nm
Fluence	2 - 25 J/cm ²
Pulse duration	5 - 20 ms
Spot dimensions	34x42 mm
Power supply	single phase 230V - 50/60Hz
Absorption	5A
Dimensions	450x450x250 mm
Weight	19 kg
Cabinet colour	silver-blue
Marking	CE



Dalla tecnologia della luce super pulsata la luce amica di Smart Light

SMART LIGHT

Dalla tecnologia della luce super pulsata la luce amica di Smart Light per epilazione progressiva permanente, fotoringiovanimento e trattamenti vascolari estetici. Sorgente luce pulsata ad alta intensità.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Spettro manipolo standard	590 - 1200 nm (depilazione)
Spettro manipolo optional	su richiesta da 450 a 1200 nm
Fluenza	2 - 25 J/cm ²
Durata impulso	5 - 20 ms
Dimensionio spot	34x42 mm
Alimentazione	monofase 230V - 50/60Hz
Assorbimento	5A
Dimensioni	450x450x250 mm
Peso	19 kg
Colore mobile	blu-argento
Marchatura	CE

