

# TecnoLaser

Manufacturer since 1979

*Evolution in targeted vehiculation  
of active principles*

*L'evoluzione nella  
veicolazione mirata  
dei principi attivi*



TECNOLOGIA

**TECNOCOLD** allows the transmission of active principles, delivered by means of a handle that, on direct contact, instantly cools the skin and the surrounding areas.

The substances electrically transmitted as a consequence of the cold effect and the associated increase in local metabolism, are kept in place so increasing the efficiency of the treatment.

By using this method it is possible to obtain optimum concentrations of product only where necessary, with obvious reduction in side effects.

Furthermore, there is no need to freeze the products beforehand.

They can therefore be measured out and prepared as required without suffering alterations.

The handy push-button operated dispenser distributes the product, inserted in the syringe beforehand, in measured quantities as required without any waste.

A luminous easy-to-read display shows the settings for the various pathologies and the depth of penetration.

The instrument allows the treatment of pathologies in both acute and chronic phases.

Main fields of application: Sport Medicine, Physiotherapy, Pain Therapy, Phlebology and Beauty Treatment (separate program).

#### TECHNICAL SPECIFICATIONS

Power supply	230V - 50/60Hz
Cooling system	Peltier effect
Classifications	II Class BF type
External dimensions	420 x 270 x 400 mm 400 x 400 x 1060 mm
Weight	15 kg
Marking	CE 0476

**TECNOCOLD** è un'apparecchiatura che permette la veicolazione di principi attivi, erogati tramite un manipolo che, a contatto diretto, raffredda istantaneamente la pelle e le zone circostanti.

I principi veicolati elettricamente all'effetto del freddo e relativo aumento del metabolismo locale, vengono trattenuti in loco aumentando in questo modo l'efficacia del trattamento.

Utilizzando questa metodica è possibile raggiungere concentrazioni ottimali di prodotto solo dove necessita, con evidente riduzione degli effetti collaterali dello stesso.

Non c'è inoltre la necessità di congelare preventivamente i prodotti che possono essere dosati e preparati al momento senza subire perciò alterazioni.

Il pratico dispenser a pulsante permette l'uscita del prodotto, preventivamente inserito nella siringa monouso, dosandolo al momento e senza spreco alcuno.

Un display luminoso di immediata lettura permette di visualizzare le impostazioni per le varie patologie e la profondità di penetrazione.

L'apparecchio permette trattamenti di patologie in fase acuta e cronica.

Principali campi di applicazione: Medicina Sportiva, Fisioterapia, Terapia del dolore, Flebologia ed Estetica (programma a parte).

#### CARATTERISTICHE TECNICHE

Alimentazione	230V - 50/60Hz
Raffreddamento	Effetto Peltier
Classificazione	Classe II tipo BF
Dimensioni	420 x 270 x 400 mm 400 x 400 x 1060 mm
Peso	15 kg
Marcatura	CE 0476

 TecnoLaser

Via Venezia 173  
43100 PARMA - ITALY  
Tel. +39 0521.271102  
Fax +39 0521.272846  
www.tecnolaser.net  
e-mail: tecnolaser@tin.it

TECNOCOLD