

Tecnolaser

Manufacturer since 1979



*For body reshaping,
treatment of different
kinds of cellulite
and much more...*

*Per il rimodellamento del corpo
ed il trattamento
dei vari tipi di cellulite,
ma non solo...*

TECNOLASER
plus

T E C N O V A C

TECNOVAC is an equipment for endodermic massage, equipped with roller handlers for flowing treatments and different accessories for the face. Furthermore, on request, are available four fixed anatomic caps, preliminary treatments only. **TECNOVAC** is microprocessor controlled and offers preset programmes.

By generating vascular gymnastics, the mixed action of rhythmic vacuum of **TECNOVAC** improves blood flow and helps the removal of water retention and toxins. Excellent results are achieved in both aesthetic and functional field.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Continuous and pulsed aspiration	from 0,2 to 0,6 bar
Electric absorption	300W
Dimensions	600x600x1620 mm
Weight	35 kg
Marking	CE

CARATTERISTICHE TECNICHE

Aspirazione continua e pulsata
Assorbimento elettrico
Dimensioni
Peso
Marchatura

TECNOVAC è un apparecchiatura per massaggio endodermico dotata di manipoli a rulli per trattamento scivolato e differenti accessori per il viso. Sono inoltre disponibili richiesta quattro applicatori fissi per la fase preparatoria.

TECNOVAC è completamente controllata da microprocessore con programmi preimpostati.

L'azione combinata della depressione ritmica di **TECNOVAC** produce una ginnastica vascolare indotta che migliora il flusso sanguigno ed aiuta l'eliminazione del ristagno dei liquidi e delle scorie con eccellenti risultati sia a livello estetico che funzionale.

T E C N O V A C plus

The synergy of three treatments - La sinergia di tre trattamenti

Equipped with RF and IR outputs in the vacuum roller handler, **TECNOVAC plus** combines the benefits of the endodermic massage of **TECNOVAC** with the bio-stimulation of the IR emission and the effects of the Radio Frequency electromagnetic waves .

The use of RF towards the membrane of the fat cell, thanks to the selectivity of the waves employed, fight the adipose cushions and cellulite. The result is a return to normality of the local metabolism of the adipose cell and the reactivation of the local lymphatic drainage.

The synergy of the three actions together assure the best results in the treatment.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Power supply	230V - 50/60Hz - 4A
Classification	I Class BF type
Continuous and pulsed aspiration	from 0,2 to 0,6 bar
Electric absorption	300W
Radiofrequency	1,8 MHz
IR	n.2 emitters 1W (each)
Dimensions	600x600x1620 mm
Weight	35 kg
Marking	CE

CARATTERISTICHE TECNICHE

Alimentazione
Classificazione
Aspirazione continua e pulsata
Assorbimento elettrico
Radiofrequenza
IR
Dimensioni
Peso
Marchatura

Fornito di emettitori a Radiofrequenza ed Infrarossi nello stesso manipolo a rullo del vacuum, **TECNOVAC plus** combina i benefici del massaggio endodermico di **TECNOVAC** con la biostimolazione degli emettitori IR e gli effetti delle onde elettromagnetiche della Radiofrequenza.

L'utilizzo della Radiofrequenza che interagisce con la membrana dell'adipocita, grazie alla selettività delle correnti impiegate, combatte i cuscinetti adiposi e la cellulite. Il risultato è il ritorno alla normalità del metabolismo locale della cellula adiposa e la riattivazione del drenaggio linfatico locale.

La sinergia delle tre azioni combinate ci assicura i migliori risultati nel trattamento.

 TecnoLaser

Via Venezia 173
43122 PARMA - ITALY
Tel. +39 0521.271102
Fax +39 0521.272846
www.tecnolaser.net
e-mail: tecnolr@tin.it

TECNOVAC